

Popis a návod k použití

ETANI derma váleček s mikro Jehličkami 0,2mm

Popis produktu:

Derma váleček ETANI pomáhá vyhladit vrásky, drobné jizvy a zpevňuje pleť tím, že ji jemně masíruje mikroskopickými jehličkami. Pomocí derma válečku prokrvíte pokožku a podpoříte vstřebávání cenných sér, koncentrátů a olejů. Podporuje vstřebávání účinných látek z kosmetiky do pokožky.

- Mikropovrchy jehliček do pleti stimulují tvorbu kolagenu a elastinu.
- Uspadňuje vyhlazení jizev po akné.
- Zlepšuje pigmentaci pleti poškozené sluncem.
- Vhodný do kosmetických salonů i na domácí použití.

Rozdíly mezi derma válečkem 0,2mm a 0,5mm:

Derma váleček 0,2mm, je vhodný na ošetnění dekoltu krku a obličeje. Derma váleček 0,5mm je vhodný na ošetnění těla to znamená: je účinný na stří, rolovat můžete nohy, ruce, bříško, prsa. Váleček 0,5mm se nedoporučuje používat na obličej při domácím ošetření.

Návod k použití:

Váleček používejte 3x týdně. Derma váleček používejte vždy na čistou a suchou pleť. Po rozbalení originálního balení je derma váleček sterilní a připraven k použití. Než začnete s rolováním, doporučujeme aplikovat sérum a nechat vstřebat. Před samotným rolováním si vizuálně rozdělíte cílovou oblast na části: obličej: čelo, levá tvář, pravá tvář, nos, brada. S jemným tlakem rolujete válečkem, 5x až 10x tam a zpět v každé cílové oblasti. Vždy rolujete jednu část oblasti a po dokončení rolování naneste krém/ sérum, který většete do pokožky. K dosažení nejlepšího účinku doporučujeme rolování večer před spaním, aby se účinné látky mohly vstřebat a pokožka se přirozenou cestou regenerovat. Po aplikaci speciálních sér naneste na pokožku ještě hydratační krém nebo jiný přípravek dle vaší potřeby. Po každém použití opláchněte váleček horkou vodou a poté dezinfikujte sprejem Derma váleček nepoužívejte na aktivní akné, bradavice a znaménka.

Před použitím válečku si důkladně očistěte pleť.

1. Poté naneste sérum nebo koncentrát a můžete začít rolovat.
2. Po aplikaci naneste kvalitní krém nebo výživný olejček.
3. Můžete zkusit ještě lehce rolovat, aby se krém opět dostal do pokožky.
4. K dosažení maximálního účinku doporučujeme rolovat večer před spaním.
5. Velkou opatnost věnujte citlivým partiím, zejména okolo očí a oblasti horního rtu.

Mohu ho používat např. se sestrou nebo mamkou napůl?

Derma váleček z hygienických důvodů s nikým nesdílejte. Při špatné dezinfekci by mohlo dojít k přenosu nežádoucích látek.



ETANI
UNIQUE BIOHERBAL FORMULA

Jak se mám o váleček starat, aby mi vydržel co nejdéle?

Postup čištění pro použití:

Čištění (po každém použití) – Čisticí sprej
Dezinfekci doporučujeme každý měsíc měnit. Stačí vám dva druhy dezinfekce na nástroje, které každý měsíc vyměníte.

Na střídání doporučujeme:

GUTTAR: alkoholový prostředek, baktericidní, virucidní, fungicidní a mykobaktericidní tuberkulocidní
MIKASEPT GALEN: koncentrovaný prostředek na nástroje z kovu, skla a plastů, fungicidní, virucidní, baktericidní i TBC
• Postříkejte 3x hlavici s jehličkami čisticím sprejem.

Počkejte 10 minut.

- Poté opláchněte jehličky studenou převařenou vodou pro odstranění čisticího spreje a zamezení rizika jeho přenosu.
- Nechte uschnout na vzduchu, pak vraťte derma váleček do ochranného čistého obalu a zavřete jej.

Kontraindikace

ETANI derma váleček nepoužívejte, pokud trpíte následujícími nemocemi:

- sklerodermie, vaskulární kolagenové onemocnění nebo srdeční abnormality
- aktivní bakteriální, virová nebo plísňová infekce
- snížená funkce imunitního systému (imunosuprese)
- jizvy mladší než 6 měsíců
- operace obličeje v posledních 6ti měsících
- užívání antikoagulačních léků (např. warfarin)
- keloidní nebo vystouplé jizvy v anamnéze
- aktinická (solární) keratóza v anamnéze
- ekzém, psoriáza a jiná chronická onemocnění v anamnéze
- infekce herpes simplex v anamnéze
- diabetes v anamnéze
- aktivní akné
- bradavice
- znaménka

Balení: 1x derma váleček, 1x stojánek s ochranným víčkem, 1x návod k použití

Skladujte na suchém místě v ochranném krytu, nevystavujte mrazu. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použití: Váleček dále nepoužívejte v případě koroze jehliček, utopení jehliček či jiném poškození!

Upozornění: Nesdílejte derma váleček s jinými osobami, pozorně čtěte návod, není vhodný pro děti.

Výrobce: Česká lidová republika, Guangzhou City Zhuoxin Biological Engineering

Distributor: ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, Česká republika

Více informací na: www.etani.cz